



TORICA® 后房型非球面人工晶状体



TORICA-aAY YELLOW TORICA-aA

光学部直径	6.0 mm
总直径	12.5 mm
材质	具有紫外线滤过功能的亲水性丙烯酸酯, 无闪辉
光学特点	前表面非球环曲面 零球差 360°上皮细胞屏障
襟型设计	C型襟
A-常数	请务必使用优化过的A常数进行计算, A常数应根据每位手术医生的情况进行个性化处理。有关更多详细信息, 请访问 www.humanmopics.com 各个IOL型号的其他参数也可以在 www.IOLCon.org 上找到
屈光度范围	球镜: -20.0~+60.0D, 0.5D递进
柱镜	1.0~20.0D, 0.5D递进

*根据注册情况,各地区产品型号和屈光度范围可能有所不同,具体请参照当地产品注册相关文件。